

# Hasen abbalgen **IM SCHNELL- VERFAHREN**

**N**eben der konventionellen Methode, bei der der abzubalgende Hase an den Hinterläufen aufgehängt und ihm der Balg von der Blume bis zur Nase in einem Stück abgezogen wird (siehe PIRSCH 22/97) gibt es auch ein „Abbalgen im Schnellverfahren“. Dabei wird zwar der Balg zerstört, doch erhebliche Zeit eingespart. Besitzt man hierbei ein wenig Übung, dann dauert die ganze Angelegenheit weniger als fünf Minuten. **OGK**

**1** Den Hasenbalg in der Rückenmitte anheben und quer zum Rücken durchschärfen. Schnitttränder fassen, den Balg mit kräftigem Zug in Richtung Kopf und Keulen auseinanderreißen.

**2** Balg über die Keulen ziehen, mit der Blume abschärfen. Keulen aus dem Balg bis zum Sprunggelenk herausziehen.

**3** Unterschenkelbein im Sprunggelenk mit einer Aufbrechzange vom Mittelfußknochen abtrennen.

**4** Balg nach vorne soweit über die Blätter ziehen, daß diese freiliegen. Vorderläufe fassen und aus dem Balg ziehen. Unterarmbein im Handwurzelgelenk mit einer Aufbrechzange vom Mittelhandknochen abtrennen.

**5** Balg in Richtung Kopf ziehen und mit kleinen Messerschnitten an Hals und Brustbein ablösen.

**6** Balg über den Kopf ziehen und am Hals abschärfen.

